

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Drive rappelle des manches et un rail de lit pour assistance

Danger : les utilisateurs peuvent se trouver pris au piège dans le rail, ou entre le rail et le côté du matelas. Cette situation crée un risque grave de prise au piège et un risque de décès par asphyxie.



RTL15063-ADJ (Manche de lit pour assistance à domicile)



15064 (Manche de lit pour assistance)



RTL15062 (Rail de lit pour assistance avec planche pliable)



RTL15073 (Manche de lit pour assistance à domicile)

Description des produits : Nous rappelons trois modèles de manches de lit pour assistance et un modèle de rail de lit pour assistance qui ont été vendus entre 2007 et décembre 2021.

Mesure à prendre : Les consommateurs doivent immédiatement arrêter d'utiliser les produits rappelés et communiquer avec Drive pour recevoir un remboursement.

Pour plus d'information

Visitez le site www.recallrtr.com/bedhandles ou téléphonez au 1-877-467-3099 de 8 h à 17 h HE, du lundi au vendredi.

Afficher jusqu'au 5 avril 2022

la Consumer Product Safety Commission des États-Unis et Santé Canada